

2018年计划卫生材料公示目录

| 序号 | 物资名称 | 规格 | 单位 | 单价 |
|----|----------------|---------------------|----|---------|
| 1 | 理疗电极片 | DJ-1 | 片 | 9.6 |
| 2 | 改性几丁质生物胶喷雾剂 | 20ml | 支 | 42 |
| 3 | PGLA医用缝合线 | 2-0 | 条 | 50.7692 |
| 4 | PGLA医用缝合线 | M19401C | 条 | 50.7692 |
| 5 | 可吸收性外科缝线 | 2/0#MU237D9 | 条 | 33 |
| 6 | 医用可吸收缝合线 | 3/0-75-24-3/8-T(本色) | 条 | 53 |
| 7 | 5%冰醋酸溶液 | 120ml | 瓶 | 28 |
| 8 | Y型补片 | | 片 | 16000 |
| 9 | 巴德一次性使用活检针 | △1413 | 支 | 280 |
| 10 | 避孕套(精装套中号) | 1 | 只 | 0.18 |
| 11 | 病毒采样盒 | 20T/盒 | 支 | 15 |
| 12 | 超声刀刀头 | | 把 | 6800 |
| 13 | 大头棉签 | | 支 | 0.1 |
| 14 | 非吸收性外科缝线(聚丙烯) | | 条 | 180 |
| 15 | 负压引流(吸引)接管 | 胎粪吸引管 | 条 | 22 |
| 16 | 高频手术刀柄(普通刀头) | | 把 | 35 |
| 17 | 呼吸道吸引导管 | △12# | 支 | 2.5 |
| 18 | 呼吸回路(呼吸机管路) | △1 | 套 | 65 |
| 19 | 环保组织固定液MGT | 5L | 瓶 | 350 |
| 20 | 手消毒液 | 500ml | 瓶 | 23 |
| 21 | 洗手液 | 138ml | 瓶 | 11.8 |
| 22 | 节育环(165型) | △大、中、小 | 只 | 11.5 |
| 23 | 洁芙柔免洗手消毒凝胶 | 1L | 瓶 | 65 |
| 24 | 介入穿刺针 | 22G*200mm | 支 | 90 |
| 25 | 静脉连接管(VL) | | 支 | 2.6 |
| 26 | 酒精75% | 75%*500ml | 瓶 | 7.8 |
| 27 | 聚维酮碘消毒液 | 60ml | 瓶 | 3.2 |
| 28 | 壳聚糖宫颈抗菌膜B | B-M | 合 | 118 |
| 29 | 壳聚糖宫颈抗菌膜C | C-M | 合 | 65 |
| 30 | 可吸收性缝线 | 3/0W9932 | 条 | 55 |
| 31 | 可吸收性缝线 | 2/0W9962 | 条 | 55 |
| 32 | 连接管 | △LJG-B | 套 | 5.8 |
| 33 | 邻苯二甲醛 | 5000ML | 瓶 | 570 |
| 34 | 淋巴细胞分离液 | △1 | 瓶 | 250 |
| 35 | 卢戈氏溶液 | 120ml | 瓶 | 80 |
| 36 | 灭菌缝合针角1/2 7*17 | 1/2 7*17 | 包 | 4.56 |
| 37 | 灭菌医用丝线(黑色7号) | 黑色7号 | 包 | 2.35 |
| 38 | 灭菌缝合针(圆型1/2) | 7*17. 7*20 | 包 | 4.56 |
| 39 | 纳库仑一氧化氮检测器 | SV-eN0-03 | 份 | 160 |
| 40 | 钠石灰 | 4.5kg | 桶 | 260 |
| 41 | 诺和针头 | 30g8mm | 个 | 2.78 |
| 42 | 气管插管 | 2.0-8.0 | 套 | 65 |
| 43 | 气管插管带囊 | △7.0/7.5 | 支 | 24.5 |
| 44 | 气管插管导管(2.5号) | △2.5号 | 条 | 11 |
| 45 | 气管插管导管(2号) | △2号 | 支 | 11.5 |
| 46 | 气管插管导管(3.5号) | △3.5号 | 条 | 11 |
| 47 | 气管插管导管(3号) | △3.0号 | 条 | 11.5 |
| 48 | 气管插管导管(4.5号) | △4.5号 | 条 | 11.5 |
| 49 | 气管插管导管(4号) | △4号 | 支 | 11.5 |
| 50 | 气管插管导管(5.5号) | △5.5号 | 条 | 11 |

| | | | | |
|-----|---------------------|---------------|---|------|
| 51 | 气管插管导管（5号） | △5.0号 | 条 | 11 |
| 52 | 气管插管导管（6.5号） | △6.5号 | 条 | 11.5 |
| 53 | 气管插管导管（6号） | △6.0号 | 条 | 11.5 |
| 54 | 纱布块(消毒) | 8*8*8 | 块 | 0.24 |
| 55 | 洗手液 | 500ml | 瓶 | 33 |
| 56 | 双腔一次性使用无菌导尿管 | 16FR 30ML直头型 | 支 | 58 |
| 57 | 双腔一次性使用无菌导尿管6FR | 6FR3ML直头型透明儿童 | 支 | 58 |
| 58 | 痰液收集器（支气管镜） | G05119 | 个 | 16.5 |
| 59 | 听力筛查传感器 | Algo3i | 包 | 60 |
| 60 | 卫生湿巾 | 20片 | 包 | 4 |
| 61 | 戊二醛浓度指示卡（利康） | | 盒 | 85 |
| 62 | 戊二醛消毒液 | △3ml*1 | 瓶 | 18 |
| 63 | 吸收性可溶止血材料 | 4cm*4cm 20片/盒 | 片 | 165 |
| 64 | 线带（强生） | 6包/盒 RS22 | 包 | 380 |
| 65 | 消融电极（高频手术电刀柄） | OBS-Db #0096S | 支 | 60 |
| 66 | 血气生化测试卡（电化学法/交流阻抗法） | BG8 | 盒 | 1575 |
| 67 | 血气生化测试卡（电化学法/交流阻抗法） | BG10 | 盒 | 1950 |
| 68 | 血气生化试剂包 | 100人份/袋 | 袋 | 180 |
| 69 | 血气生化质控液 | 5瓶/盒 i15 | 盒 | 250 |
| 70 | 血糖仪试纸 | 雅培.50支 | 盒 | 195 |
| 71 | 一次性CPR训练屏障消毒面膜 | FSR/CPR1 | 盒 | 90 |
| 72 | 一次性穿刺器 | △1 | 套 | 545 |
| 73 | 一次性负压引流器 | △1000ml | 套 | 5 |
| 74 | 一次性换药包 | | 包 | 3.8 |
| 75 | 一次性加强型柔性气管插管 | 7.0# | 条 | 130 |
| 76 | 一次性窥器 | | 个 | 0.75 |
| 77 | 一次性器械盆 | △6*1 | 套 | 1.4 |
| 78 | 一次性使用鼻氧管 | 婴儿 | 条 | 5.5 |
| 79 | 一次性使用冲洗器 | A型 300/件 | 套 | 3 |
| 80 | 一次性使用麻醉面罩 | 1-6# | 只 | 28 |
| 81 | 一次性使用热湿交换过滤器 | 成人型 | 个 | 56 |
| 82 | 一次性使用试子 | 男用 | 支 | 0.85 |
| 83 | 一次性使用试子 | △1 | 支 | 0.38 |
| 84 | 一次性使用胃管 | 16FR | 条 | 17.5 |
| 85 | 一次性使用无菌气管插管 | 7.0mm 带气囊 | 条 | 11.5 |
| 86 | 一次性使用胸腔引流装置 | TSY-1 1型三腔型 | 套 | 48 |
| 87 | 一次性塑料试管 | △1 | 支 | 0.08 |
| 88 | 一次性无菌导尿管 | 14FR15ML | 支 | 55 |
| 89 | 一次性无菌导尿管 | 20FR30ML | 支 | 55 |
| 90 | 一次性无菌导尿管 | 8FR3ml | 支 | 58 |
| 91 | 一次性无菌喉罩 | 硅胶1.5 | 个 | 160 |
| 92 | 一次性无菌加强型柔性气管插管 | 3.0~5.0mm 带囊 | 条 | 130 |
| 93 | 一次性吸痰管 | △6号 | 条 | 0.48 |
| 94 | 一次性吸引管 | △F30 | 支 | 5 |
| 95 | 一次性血氧探头 | △1 | 个 | 169 |
| 96 | 一次性牙垫 | △1 | 个 | 1.3 |
| 97 | 一次性用负极板 | | 套 | 11 |
| 98 | 医用多酶低泡清洗剂 | 5kg | 瓶 | 890 |
| 99 | 医用封包专用胶带 | 20mm*50m | 卷 | 30 |
| 100 | 医用几丁糖 | 3ml*1 | 支 | 214 |
| 101 | 胰岛素样生长因子结合蛋白-1检测合 | | 份 | 69 |
| 102 | 赵氏雷火灸 | 25G | 支 | 50 |
| 103 | 中心静脉导管（成人双腔） | △1 | 套 | 175 |
| 104 | 绷带 | 卷 | 卷 | 1.4 |

| | | | | |
|-----|---------------------|-----------------|---|---------|
| 105 | 手术衣 | | 条 | 12 |
| 106 | 手术衣（连体） | 连体 | 条 | 14 |
| 107 | 头颈帽 | 55*60 45g 蓝独立包 | 个 | 5.2 |
| 108 | 外科纱布敷料（手术巾） | 10*30*4 | 条 | 1.3 |
| 109 | 外科纱布敷料（手术巾） | 38*40*4（5条/包）灭菌 | 条 | 2.9 |
| 110 | 外科纱布敷料（手术巾） | 38*40*4（2条/包）灭菌 | 条 | 3.1 |
| 111 | 一次性帽子 | 独立 | 只 | 0.3 |
| 112 | 一次性鞋套 | 25g 蓝色 | 只 | 0.25 |
| 113 | 医用棉垫 | 17*20 | 块 | 0.69 |
| 114 | 医用棉签 | 25cm | 支 | 0.15 |
| 115 | 医用棉签（12公分） | 1*20 | 扎 | 0.29 |
| 116 | 医用外科口罩（绑带） | 1 | 个 | 0.28 |
| 117 | 过氧化氢灭菌剂（低温等离子灭菌器专用） | 100ml | 瓶 | 549 |
| 118 | 化学灭菌指示胶贴 | 40米/卷 | 卷 | 221.76 |
| 119 | 化学灭菌指示卡 | 250枚/盒 | 盒 | 396 |
| 120 | 灭菌剂 | 50ml | 瓶 | 293.88 |
| 121 | 灭菌生物指示剂 | 美国 | 支 | 39.6 |
| 122 | 自含化学指示灭菌包装袋 | 200mm | 卷 | 1300.64 |
| 123 | 自含化学指示灭菌包装袋 | 100mm | 卷 | 680.98 |
| 124 | 自含化学指示灭菌包装袋 | 250mm | 卷 | 1668.48 |
| 125 | 脐静脉导管 | △1 | 条 | 480 |
| 126 | 鼻塞 | OPT314 | 根 | 350 |
| 127 | 鼻塞 | BC2435-20 | 根 | 135 |
| 128 | 硅胶面罩（3#） | S-100-3 | 个 | 150 |
| 129 | 硅胶面罩（4#） | S-100-4 | 个 | 150 |
| 130 | 硅胶面罩（5#） | S-100-5 | 个 | 150 |
| 131 | 呼吸机系统过滤器 | 800-51900 | 个 | 48 |
| 132 | 气管支气管抽吸导管 | FR5-16 | 套 | 140 |
| 133 | 前置鼻管 | BC191-05 | 根 | 180 |
| 134 | 前置鼻管（BC190） | BC190 | 套 | 180 |
| 135 | 无创呼吸管路（压差管） | 21443 | 条 | 900 |
| 136 | 小儿硅胶导管 | 小儿 | 套 | 350 |
| 137 | 氧气面罩及配件（婴儿呼吸管路组合） | 4700 | 套 | 990 |
| 138 | 一次性呼吸管路 | 史蒂芬 | 套 | 650 |
| 139 | 一次性呼吸管路 | RT225 | 套 | 450 |
| 140 | 一次性呼吸管路 | RT212 | 套 | 450 |
| 141 | 一次性呼吸管路 | | 套 | 450 |
| 142 | 婴儿呼吸机附件 | | 套 | 990 |
| 143 | 婴儿脐动静脉导管 | 1183.12 3.5F | 条 | 600 |
| 144 | 婴儿气体输送系统 | BC161-10 | 套 | 780 |
| 145 | 中心静脉导管套管 | 巴德7617405 | 套 | 1540 |
| 146 | 中心静脉导管套管 | 巴德0668945 | 套 | 630 |
| 147 | UX导联线 | 1米 红色头绿色线 | 条 | 200 |
| 148 | 导电粘胶片. 导电电极 | 5*9cm | 包 | 35 |
| 149 | 纳米穴位贴 | | 贴 | 13.6 |
| 150 | 盆底肌肉治疗头 | 1个 | 合 | 260 |
| 151 | 润滑导电膏 | 15ml | 支 | 45 |
| 152 | 神经肌肉刺激治疗仪（盆底肌肉康复器） | | 个 | 56 |
| 153 | 天然胶乳橡胶避孕套 | | 个 | 2.8 |
| 154 | 一次性使用乳管灌注器 | C型 | 个 | 110 |
| 155 | 一次性医用敷膜 | DK/YYFM-A | 包 | 15 |
| 156 | 经外周植入中心静脉导管套装 | 1.9F*50cm | 套 | 1450 |
| 157 | 一次性摄像吸引管 | RL1207 | 支 | 850 |
| 158 | 一次性摄像吸引管 | RL1207 | 支 | 850 |

| | | | | |
|-----|-----------------------|--------------------------|---|--------|
| 159 | 一次性吸引管 | RL1207 | 个 | 850 |
| 160 | A型医用弹性网状绷带 | 10米 | 包 | 40.85 |
| 161 | G-1试纸 | 20包 | 包 | 83.89 |
| 162 | 成人胃管 | △20-24号 | 条 | 4.85 |
| 163 | 缝合针（三角型圆形1/2.3/8）7*17 | 10支 | 包 | 2.66 |
| 164 | 灭菌缝合针（大肥针） | 圆1/2.10*20 | 包 | 4.56 |
| 165 | 灭菌缝合针角1/2 7*17 | 1/2 7*17 | 包 | 4.56 |
| 166 | 灭菌缝合针园1/2 10*28 | 1/2 10*28 | 包 | 3.8 |
| 167 | 灭菌缝合针(圆型1/2) | 7*17.7*20 | 包 | 4.56 |
| 168 | 明胶海棉(吸收性) | △6cm*2cm*0.5cm | 片 | 9.75 |
| 169 | 泡沫敷料 | 10*10cm | 片 | 42.6 |
| 170 | 气管插管导管 | 7.5# | 支 | 11.5 |
| 171 | 气管插管导管（3号） | △3.0号 | 条 | 11.5 |
| 172 | 气管插管导管(4.5号) | △4.5号 | 条 | 11.5 |
| 173 | 气管插管导管(4号) | △4号 | 支 | 11.5 |
| 174 | 气管插管导管（5.5号） | △5.5号 | 条 | 11.5 |
| 175 | 气管插管导管（5号） | △5.0号 | 条 | 11.5 |
| 176 | 水胶体敷料 | 10*10cm | 片 | 21.3 |
| 177 | 探针 | J50280 15cm直 | 把 | 6.56 |
| 178 | 雾化器药杯 | 50ml | 只 | 1.38 |
| 179 | 腰椎穿刺针 | 7# | 支 | 19 |
| 180 | 一次性鼻饲管 | △8号 | 条 | 1.9 |
| 181 | 一次性鼻饲管 | △14 | 支 | 4.85 |
| 182 | 一次性鼻饲管 | △16# | 支 | 4.85 |
| 183 | 一次性鼻饲管 | △12# | 条 | 4.85 |
| 184 | 一次性鼻饲管 | 10# | 支 | 4.85 |
| 185 | 一次性防护面罩 | | 个 | 35.15 |
| 186 | 一次性口腔注射器 | 0.5# | 支 | 0.46 |
| 187 | 一次性使用气管导管 | 带囊 8# | 条 | 11.5 |
| 188 | 一次性使用输氧面罩 | 中号 | 只 | 12.92 |
| 189 | 一次性使用无菌导尿管 | 8Fr | 条 | 10.26 |
| 190 | 一次性使用无菌导尿管10Fr | 10Fr | 条 | 10.26 |
| 191 | 一次性使用无菌导尿管12Fr | 12Fr | 条 | 6.22 |
| 192 | 一次性使用无菌注射针 | 0.7*80 | 支 | 0.95 |
| 193 | 一次性无菌刀片15号 | 片 | 片 | 0.4 |
| 194 | 一次性无菌注射针 | 0.9*80TWLB | 支 | 0.95 |
| 195 | 一次性吸痰管 | 10号 | 条 | 1.71 |
| 196 | 一次性吸痰管 | 8号 | 条 | 1.71 |
| 197 | 一次性吸痰管 | △16号 | 条 | 1.71 |
| 198 | 一次性吸痰管 | △12号.14号 | 条 | 1.71 |
| 199 | 一次性牙科注射器 | △5ml | 套 | 0.46 |
| 200 | 一次性注射针头 | #9 100*1 | 盒 | 95 |
| 201 | 一次性注射针头 | 7号*100支 | 盒 | 95 |
| 202 | 医用弹力绷带 | A小#10*1网帽 | 包 | 25.37 |
| 203 | 医用弹力绷带 | A8#56mm*10m | 包 | 123.88 |
| 204 | 医用弹力绷带 | A10#75mm*5m | 包 | 83.03 |
| 205 | 医用缝合针 | 弯○7*17 1/2 | 包 | 2.66 |
| 206 | 医用缝合针（组合针） | ○3/8 6*17 | 包 | 4.56 |
| 207 | 医用缝合针(组合针) | (TY-3-824) 圆○3/8 8×24 | 包 | 4.56 |
| 208 | 医用一次性防护服 | 175cm 帽衫裤鞋4合一连身式 | 件 | 55.58 |
| 209 | 医用真丝编织线 | 黑色1号 | 包 | 2.35 |
| 210 | 引流管 | △F20 | 条 | 12.16 |

| | | | | |
|-----|----------------|-----------------|---|-------|
| 211 | 引流管 | △F20 | 条 | 12.16 |
| 212 | 圆型含铜含吡啶美辛宫内节育器 | 165型 21mm | 个 | 19.2 |
| 213 | 指示卡（紫外线强度） | 100片（四环） | 盒 | 96.9 |
| 214 | 非吸收性单股聚丙烯缝线 | VP556X 5-0 | 条 | 83.35 |
| 215 | 合成可吸收性缝线.0# | 0#CL914 | 条 | 38.5 |
| 216 | 合成可吸收性缝线.1# | 1#CL915 | 条 | 38.5 |
| 217 | 合成可吸收性缝线.2/0# | 2/0#CL923 | 条 | 38.5 |
| 218 | 合成可吸收性缝线.3/0# | CL182 | 条 | 38.5 |
| 219 | 合成可吸收性缝线.3/0# | 3/0#CL922 | 条 | 38.5 |
| 220 | 合成可吸收性缝线4/0 | 0/4#UL203.SL691 | 条 | 38.5 |
| 221 | 合成可吸收性外科缝线 | SL822 | 条 | 38.5 |
| 222 | 可吸收缝线 | VLOCL0326 | 条 | 840 |
| 223 | 传感器 | TS-AF-10 | 只 | 195 |
| 224 | 理疗电极片 | 肺炎 | 片 | 13 |
| 225 | 清洗剂 | 5公斤 | 桶 | 1200 |
| 226 | 射频超声刀具 | BBT-US-c55 | 把 | 6000 |
| 227 | 失活剂 | | 支 | 96 |
| 228 | 一次性使用包皮环切吻合器 | 14mm-29mm | 个 | 280 |
| 229 | 复合碘皮肤消毒剂 | 65ml | 瓶 | 2.5 |
| 230 | 酒精（60ml） | 60ml | 瓶 | 2.2 |
| 231 | 威力碘0.3%消毒剂 | 1000ml | 瓶 | 10.75 |
| 232 | 消毒粉 | | 包 | 5 |
| 233 | Masimo传感器 | 1798 | 个 | 189 |
| 234 | 弹力绷带 | 10*450cm | 卷 | 3.56 |
| 235 | 电针线 | | 条 | 8 |
| 236 | 妇科冲洗头 | | 个 | 0.8 |
| 237 | 康网状绷带 | 1# | 盒 | 26 |
| 238 | 外科缝线 | 3-0 20包/盒 | 包 | 14 |
| 239 | 磁珠贴 | 100PCS | 盒 | 15 |
| 240 | 盘龙针 | 0.3*40 100支/盒 | 盒 | 55 |
| 241 | 肌肉效贴布 | 5CM*5M | 卷 | 30 |
| 242 | 胶布 | 200cm | 卷 | 20 |
| 243 | 特高艾 | | 盒 | 15 |
| 244 | 梅花针 | 6.5号 | 支 | 3.5 |
| 245 | 强力网帽 | | 只 | 2.3 |
| 246 | 石蜡油 | 500ML | 瓶 | 14 |
| 247 | 王不留行贴 | 1000粒 | 包 | 23 |
| 248 | 网状绷带（6#） | 6# | 盒 | 75 |
| 249 | 网状绷带（华士康2#） | 2# | 盒 | 33 |
| 250 | 药艾条 | 1000条/件 | 件 | 700 |
| 251 | 一次性鼻镜 | | 个 | 1.5 |
| 252 | 一次性灭菌针灸针 | 0.3X25mm*10 | 包 | 1.6 |
| 253 | 一次性灭菌针灸针 | 0.3X40mm*10 | 包 | 16 |
| 254 | 一次性灭菌针灸针 | 0.35*25*100 | 合 | 16 |
| 255 | 一次性灭菌针灸针 | 0.4*125mm*100 | 合 | 30 |
| 256 | 医用硅胶管 | 10米/盒 | 盒 | 11 |
| 257 | 针灸针 | 0.3*60 | 盒 | 16 |
| 258 | 治疗仪电极贴片 | 无纺布4*4 | 对 | 3.5 |
| 259 | 防水罩（薄） | XL码蓝色 | 件 | 100 |
| 260 | 防水罩（薄） | L码蓝色 | 件 | 100 |
| 261 | 化学指示卡（移动式） | 345SITPK | 片 | 1.2 |
| 262 | 鲁沃夫浓缩型润滑剂 | 4L | 瓶 | 1000 |
| 263 | 鲁沃夫全效多酶清洗剂 | 4L | 瓶 | 1100 |
| 264 | 水垢剂 | 4L | 瓶 | 980 |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------------------|---|-------|
| 265 | 无纺布 | 1.2米*1.2米 | 张 | 5.7 |
| 266 | 疝修补螺旋钉 | 174006 | 个 | 135 |
| 267 | IP-101-I一次性使用无菌注射组件 (输液针7mm) | 支 | 支 | 30 |
| 268 | IP-101-I一次性使用无菌注射组件 (注射储存器3ml) | 支 | 支 | 20 |
| 269 | 带涂层内窥镜一次性无菌活体取样钳 | TM-BF-23/16-A-C | 把 | 60 |
| 270 | 带涂层内窥镜一次性无菌活体取样钳 | TM-BF-23/23-A-C | 把 | 60 |
| 271 | 可旋转重复开闭软组织夹 | ROCC-D-26-195 | 个 | 178 |
| 272 | 一次性使用圈套器 | MTN-PFS-E-24/23 | 把 | 290 |
| 273 | 一次性无菌活体取样钳 | TM-BF-18/16-A | 把 | 60 |
| 274 | 封闭创伤负压引流套装 | 5cm | 套 | 2250 |
| 275 | TCT自动制片机配套耗材 | | 份 | 57 |
| 276 | 一次性使用垫单 | 40*60 | 条 | 0.8 |
| 277 | 医用脱脂纱布叠片(灭菌血垫2条) | 10*35cm-5p | 条 | 1.2 |
| 278 | 乳腺散结贴(乳通贴) | 18mm | 贴 | 13.75 |
| 279 | 胰岛素样生长因子结合蛋白-1 /胎儿纤维连接蛋白检测合 | 1T | 合 | 190 |
| 280 | 医用透明质酸钠凝胶 | 20ml | 合 | 245 |
| 281 | 3M纸胶带 | 24卷/合 | 盒 | 65 |
| 282 | 电子泵 | △1 | 个 | 117 |
| 283 | 留置针 | △20G | 支 | 6.8 |
| 284 | 留置针(Y型) | △20G | 支 | 10.8 |
| 285 | 留置针0.7*20mm | △24G | 支 | 10.8 |
| 286 | 灭菌棉球 | 1*10个/包 | 包 | 0.46 |
| 287 | 灭菌手套(无粉) | 7# | 付 | 2.6 |
| 288 | 灭菌手套(无粉) | 7.5# | 付 | 2.6 |
| 289 | 灭菌手套(无粉) | 6.5# | 付 | 2.6 |
| 290 | 灭菌医用手套(6.5号) | 6.5号 | 对 | 2.3 |
| 291 | 三通管(B-D) | △1 | 个 | 4.5 |
| 292 | 体外引流袋 | △1 | 个 | 5.5 |
| 293 | 一次性薄膜手套(1×100) | 1×1000 | 包 | 32.5 |
| 294 | 一次性导尿包 | △1 | 个 | 16 |
| 295 | 一次性检查手套 | 1对 | 对 | 0.72 |
| 296 | 一次性口罩 | | 只 | 0.25 |
| 297 | 一次性使用麻醉穿刺套件 | | 套 | 76 |
| 298 | 一次性输氧管 | | 条 | 2.4 |
| 299 | 一次性医用垫(妇检垫) | 50*60 | 张 | 0.52 |
| 300 | 医用无菌保护套 | 180*20cm | 张 | 5.8 |
| 301 | 止痛泵 | △1 | 只 | 80 |
| 302 | 纱布块 | 10*35*4 | 片 | 1.2 |
| 303 | 医用血垫 | 30*40cm*4层 | 块 | 3.6 |
| 304 | 医用粘贴薄膜手术巾(妇科) | 45*45 | 片 | 9.8 |
| 305 | 医用粘贴薄膜手术巾(妇科用) | 45*45cm 大包围型 | 片 | 26 |
| 306 | 医用粘贴薄膜手术巾(脑科) | 45*45 | 片 | 9.2 |
| 307 | 口罩 | 9042 | 个 | 6.5 |
| 308 | 治疗片 | C200 | 片 | 90 |
| 309 | 采血管 | 5ML 无菌 | 支 | 1.4 |
| 310 | 超声下活检穿刺探针 | 8号 | 把 | 3800 |
| 311 | 弹性柔棉宽胶带 | 2733-50 5.0*5m | 盒 | 80 |
| 312 | 多爱肤超薄敷料 | 10*10 | 片 | 26 |
| 313 | 肝素帽(盖) | | 个 | 3.2 |
| 314 | 密闭式静脉留置针 | 直型383403 0.7*19mm | 支 | 16.7 |

| | | | | |
|-----|--------------------|---------------|---|------|
| 315 | 密闭式静脉留置针 | BD24G | 支 | 16.7 |
| 316 | 透明敷料(3M) | △6*7(1624) | 片 | 2.9 |
| 317 | 透明敷料(3M) | 10*11(9546HP) | 片 | 13 |
| 318 | 透明敷料(3M) | 6*7(9534HP) | 片 | 6.4 |
| 319 | 网纹易撕胶带 | 1527C-1 | 盒 | 81 |
| 320 | 无针输液接头 | 409100CN | 个 | 29 |
| 321 | 一次性使用人体静脉血采集容器 | 5ML(黄色) | 支 | 1.05 |
| 322 | 一次性使用人体静脉血样采集器(粉色) | 5ml | 支 | 0.95 |
| 323 | 一次性输血管 | △1 | 套 | 2 |
| 324 | 医用干式激光胶片 | SD-Q 14*17 | 张 | 20.8 |
| 325 | 医用干式激光胶片 | SD-Q 11*14 | 盒 | 17.8 |
| 326 | 真空采血管-干管(红) | △1 | 支 | 0.76 |
| 327 | 真空采血管-肝素锂(含微量元素) | △1 | 支 | 0.85 |
| 328 | 真空采血管-肝素钠(绿) | △1 | 支 | 0.76 |
| 329 | 真空采血管-凝血四项 | △1 | 支 | 0.8 |
| 330 | 真空采血管-血常规(紫) | △1 | 支 | 0.8 |
| 331 | 真空采血管-血沉管(黑色) | △1 | 支 | 1.2 |
| 332 | 0.2ml透明半裙边96口PCR板 | 0.2ml | 包 | 320 |
| 333 | 0.5-10ul短吸头 | 盒装 | 盒 | 45 |
| 334 | 200ul黄吸头 | 盒装 | 盒 | 45 |
| 335 | B-D试验包 | 10*12*100 | 套 | 35 |
| 336 | 超声传导凝胶(无菌藕合剂) | 20g | 瓶 | 6 |
| 337 | 纯化板 | 1.2ML | 个 | 50 |
| 338 | 弹力绷带 | | 盒 | 26 |
| 339 | 电刀清洁片 | | 片 | 7.13 |
| 340 | 负压引流袋 | 50ml | 个 | 17 |
| 341 | 干髓抑菌糊剂 | | 套 | 45 |
| 342 | 灌肠袋 | △1 | 个 | 2.6 |
| 343 | 化学指示片 200条*1合 | | 盒 | 70 |
| 344 | 化学指示片 200条*1合 | | 盒 | 70 |
| 345 | 集尿袋 | △1 | 只 | 0.45 |
| 346 | 集尿袋 | △1 | 只 | 0.45 |
| 347 | 结核菌染液(抗酸染液) | 4*250ml | 盒 | 380 |
| 348 | 酒精(95%) | 500ml | 瓶 | 10 |
| 349 | 可伸缩雾化管 | | 支 | 1.8 |
| 350 | 可吸收性缝线(强生) | 3/0W9932 | 条 | 55 |
| 351 | 可吸收性缝线(强生) | 2/0W9962 | 条 | 55 |
| 352 | 扩张器 | 90*34 | 个 | 44 |
| 353 | 垃圾桶 | | 个 | 68 |
| 354 | 离心管(进口灭菌) | 15ml | 支 | 0.45 |
| 355 | 灭菌缝合针角1/2 10*28 | 1/2 10*28 | 包 | 2.35 |
| 356 | 灭菌医用丝线(黑色4号) | 黑色4号 | 包 | 2.35 |
| 357 | 灭菌医用丝线(黑色7号) | 黑色7号 | 包 | 2.35 |
| 358 | 沐足袋 | 1*100 | 包 | 20 |
| 359 | 藕合剂 | 250ml | 瓶 | 5.2 |
| 360 | 清洁气罐 | 360ML | 瓶 | 130 |
| 361 | 清铃撇针 | 0.2mm*1.5 | 支 | 14.8 |
| 362 | 清铃撇针 | 0.2mm*0.3 | 支 | 14.8 |
| 363 | 人工鼻(细菌过滤器) | | 个 | 25 |
| 364 | 乳胶管 | 5*7 | 米 | 1.8 |
| 365 | 双腔导尿管 | △14号 | 条 | 4.8 |
| 366 | 痰液收集器 | F8 | 条 | 3.3 |
| 367 | 无菌针灸针 | 0.3*75 | 盒 | 18 |
| 368 | 雾化器(面罩) | 面罩 | 套 | 9.8 |

| | | | | |
|-----|-----------------|---------------|----|------|
| 369 | 雾化器（咬嘴） | 咬嘴 | 套 | 9.8 |
| 370 | 雾化嘴 | | 个 | 0.48 |
| 371 | 鞋套 | | 对 | 0.2 |
| 372 | 新华压力蒸汽灭菌化学测试包 | 120mm*190mm | 个 | 30 |
| 373 | 新华压力蒸汽灭菌综合挑战测试包 | 综合包 | 个 | 60 |
| 374 | 压力蒸汽灭菌化学测试包 | 120mm*190mm | 个 | 30 |
| 375 | 压力蒸汽灭菌综合挑战测试包 | 综合包 | 个 | 60 |
| 376 | 盐酸利多卡因胃镜润滑胶浆 | 10ml | 支 | 7 |
| 377 | 氧气袋 | 6.5号 | 个 | 65 |
| 378 | 一次性备皮刀 | △1把 | 把 | 1.3 |
| 379 | 一次性鼻饲管 | △8号 | 条 | 1.9 |
| 380 | 一次性鼻饲管 | △6号 | 条 | 2.8 |
| 381 | 一次性产包 | | 套 | 13.5 |
| 382 | 一次性电极板 | △915 | 块 | 0.68 |
| 383 | 一次性检查手套 | 1对 | 对 | 0.72 |
| 384 | 一次性灭菌针灸针 | 0.3X25mm*10 | 包 | 1.6 |
| 385 | 一次性灭菌针灸针 | 0.3X40mm*10 | 包 | 16 |
| 386 | 一次性灭菌针灸针 | 0.35*25*100 | 合 | 16 |
| 387 | 一次性灭菌针灸针 | 0.4*125mm*100 | 合 | 30 |
| 388 | 一次性使用鼻咽镜 | | 支 | 2.35 |
| 389 | 一次性使用间接喉镜 | | 支 | 2.35 |
| 390 | 一次性使用痰液收集器 | F11 | 条 | 3.3 |
| 391 | 一次性使用胃管 | 桂龙28# | 支 | 5 |
| 392 | 一次性使用胃管 | 桂龙20# | 支 | 5 |
| 393 | 一次性使用胃管 | 桂龙24# | 支 | 5 |
| 394 | 一次性使用无菌注射针 | 0.9 | 盒 | 14.3 |
| 395 | 一次性使用雾化器 | 儿童式 | 套 | 18 |
| 396 | 一次性使用引流袋 | 1000ML | 支 | 1.6 |
| 397 | 一次性输液管（5.5#针） | 5.5# | 支 | 0.78 |
| 398 | 一次性输液管（7#针） | △7# | 套 | 0.78 |
| 399 | 一次性输液管（无针） | △1 | 套 | 0.76 |
| 400 | 一次性输液贴 | | 片 | 0.04 |
| 401 | 一次性头皮针 | △7号 | 支 | 0.17 |
| 402 | 一次性头皮针（4号半） | △4.5号 | 支 | 0.15 |
| 403 | 一次性头皮针（5号半） | △1 | 支 | 0.17 |
| 404 | 一次性微量泵延长管 | △1 | 条 | 0.73 |
| 405 | 一次性微量泵延长管 | YV-13.0 | 支 | 0.7 |
| 406 | 一次性无菌刀片15号 | 片 | 片 | 0.4 |
| 407 | 一次性无菌手术刀片11号 | 11号 | 片 | 0.45 |
| 408 | 一次性无菌手术刀片22号 | 22号 | 片 | 0.45 |
| 409 | 一次性橡胶检查手套 | | 每副 | 0.72 |
| 410 | 一次性压舌板 | | 片 | 0.12 |
| 411 | 一次性婴儿吸痰器 | | 支 | 2.2 |
| 412 | 一次性针头 | 4.5*100支 | 盒 | 14.3 |
| 413 | 一次性针头 | 6号*100支 | 盒 | 14.3 |
| 414 | 一次性注射器（10ml） | △10ml*12# | 个 | 0.4 |
| 415 | 一次性注射器（1ml） | △1ml | 个 | 0.27 |
| 416 | 一次性注射器（2.5ml） | △2.5ml*6.5# | 个 | 0.27 |
| 417 | 一次性注射器（20ml） | △20ml*16# | 个 | 0.58 |
| 418 | 一次性注射器（30ml） | △30ml*16# | 支 | 0.82 |
| 419 | 一次性注射器（50ml） | △50ml*16# | 个 | 1.3 |
| 420 | 一次性注射器（带6号针头） | △5ml | 个 | 0.29 |
| 421 | 一次性注射器（带7号针头） | △5ml | 个 | 0.29 |
| 422 | 一次性注射针头 | 7-8# 100*1 | 盒 | 14.3 |

| | | | | |
|-----|----------------------------------|---------------------|---|---------|
| 423 | 一次性注射针头16号 | 16号*100只/合 | 盒 | 14.3 |
| 424 | 一次性子宫造影通水管 | △12号 | 条 | 6.8 |
| 425 | 医用缝合针（组合针） | 1/2 10*28（2支装） | 包 | 4.7 |
| 426 | 医用润保 | 20ml | 瓶 | 8 |
| 427 | 医用一次性防护服 | 175cm 帽衫裤鞋4合一连身式 | 件 | 55.58 |
| 428 | 医用粘贴敷料（6×7） | 6×7 | 贴 | 0.75 |
| 429 | 医用真丝编织线 | 黑色0号 | 包 | 2.35 |
| 430 | 医用真丝编织线 | 黑色1号 | 包 | 2.35 |
| 431 | 胰岛素用一次性无菌注射器 | 可分离A 输液针 | 支 | 45 |
| 432 | 引流管 | △F20 | 条 | 12.16 |
| 433 | 针灸针 | 0.3*60mm | 包 | 1.8 |
| 434 | 中心静脉导管 | △1 | 套 | 1430 |
| 435 | 中心静脉导管穿刺套 | △26G（1.9FR）*50cm | 套 | 1430 |
| 436 | 0#脐带包（脐带结扎包） | 0# | 只 | 3.3 |
| 437 | 一次性使用吸痰器（婴儿） | △1 | 只 | 2.86 |
| 438 | 婴儿识别带 | 1 | 条 | 0.7 |
| 439 | 医用透明质酸钠凝胶 | 20ml | 合 | 245 |
| 440 | J型输尿管引流导管 | Fr5-7L | 支 | 158 |
| 441 | 输尿管导管 | P1F3-6 | 支 | 10 |
| 442 | 碘皮肤粘膜消毒液 | 1000ml | 瓶 | 11.5 |
| 443 | 耳聋易感基因检测试剂盒（PCR+导流杂交法） | | 份 | 115 |
| 444 | 高危型人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒 （荧光PCR法） | 48人份/盒 | 盒 | 2400 |
| 445 | 清洁液 | 25ml | 瓶 | 1278 |
| 446 | 试管 | 110*1ML | 盒 | 580 |
| 447 | 血红蛋白测定试剂盒 | 2*700ml | 合 | 17600 |
| 448 | 电解质测定试剂 | 850ml | 套 | 380 |
| 449 | 血气生化八项测试卡片 | CG8+ | 片 | 69 |
| 450 | BH7100 稀释液 | 50人份 | 盒 | 450 |
| 451 | BH2100稀释液 | 50人份 | 盒 | 450 |
| 452 | 轮状病毒. 肠道腺病毒. 诺如病毒. 星状病毒联合检测试剂 | 50T | 合 | 1550 |
| 453 | 铅镉全血基质质控品 | | 套 | 450 |
| 454 | 全血七元素校准溶液 | 50ml*4瓶 | 套 | 138 |
| 455 | 钨舟 | | 片 | 88 |
| 456 | 荧光仪校准卡 | | 个 | 150 |
| 457 | 羊水细胞培养基10ml | 10ml/瓶 | 瓶 | 58 |
| 458 | 超敏C-反应蛋白 | 200T | 合 | 2420 |
| 459 | 内毒素检测鲎试剂盒 | 20T | 合 | 1120 |
| 460 | 内毒素质控品 | 5T | 盒 | 200 |
| 461 | 微量元素检测仪SR-I-100尿碘专用型附件 | 100T/盒 | 盒 | 2000 |
| 462 | 细菌性阴道病（BV） | 20T | 盒 | 480 |
| 463 | 细菌性阴道病快速检测试剂（III）/BV试剂 | 50人份 | 盒 | 480 |
| 464 | 阴道炎联合检测试剂合 | 50T | 合 | 1750 |
| 465 | 真菌葡聚糖检测鲎试剂盒 | 20T | 合 | 1700 |
| 466 | 真菌葡聚糖质控品 | 5T | 盒 | 200 |
| 467 | 5-核苷酸酶 | 2×430T | 盒 | 3027.2 |
| 468 | Access免疫分析系统专用试剂清洗缓冲液II | 10L | 桶 | 1216 |
| 469 | C-反应蛋白 | 2×200T | 盒 | 1563.43 |
| 470 | α-L-岩藻糖苷酶 | 2×400T | 盒 | 2937.6 |
| 471 | α-L-岩藻糖苷酶 | 750T | 盒 | 2754 |
| 472 | β2-微球蛋白 | 4×300T | 盒 | 8544 |
| 473 | 白蛋白 | 4*500T | 盒 | 320 |

| | | | | |
|-----|-----------------------|---------------------------|---|----------|
| 474 | 白蛋白检测试剂盒 | 4*300T | 盒 | 230.4 |
| 475 | 补体C3 | 2×260T | 盒 | 1570.34 |
| 476 | 补体C4 | 2×460T | 盒 | 2778.29 |
| 477 | 胆红素校准品 | 4×3ml | 盒 | 1117.6 |
| 478 | 胆碱脂酶 | 4×200T | 盒 | 1165.17 |
| 479 | 低密度脂蛋白检测试剂盒 | 4*310T | 盒 | 3472 |
| 480 | 淀粉酶 | 4×300T | 盒 | 3665.83 |
| 481 | 二氧化碳 | 4×200T | 盒 | 1996.8 |
| 482 | 钙 | 4×360T | 盒 | 770.19 |
| 483 | 甘胆酸 | 2×360T | 盒 | 13244.47 |
| 484 | 甘油三酯 | 4×420T | 盒 | 1617.41 |
| 485 | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒 | 4*310T | 盒 | 2579.2 |
| 486 | 谷氨酰转肽酶 | 4×60ml/4×21ml (4×520T) | 盒 | 1763.84 |
| 487 | 谷丙转氨酶 | 4×50ml/4×27ml (4×420T) | 盒 | 819.84 |
| 488 | 谷草转氨酶 | 4×50ml/4×27ml (4×420T) | 盒 | 819.84 |
| 489 | 胱氨酸蛋白酶抑制剂 | 4×320T | 盒 | 16384 |
| 490 | 肌酐(CR)/CRCA | 4×460T | 盒 | 4939.61 |
| 491 | 肌酸激酶 | 4×350T | 盒 | 2741.76 |
| 492 | 肌酸激酶MB同工酶检测试剂盒 | 2*350T | 盒 | 2501.38 |
| 493 | 肌酸激酶同工酶 | 4×350T | 盒 | 5002.67 |
| 494 | 碱性磷酸酶 | 4×350T | 盒 | 725.76 |
| 495 | 碱性磷酸酶检测试剂盒 | 4*350 | 盒 | 725.76 |
| 496 | 碱性液 | 3L | 瓶 | 624 |
| 497 | 降钙素原(PCT)检测试剂盒(免疫荧光法) | 20人份/盒 | 盒 | 900 |
| 498 | 抗环瓜氨酸肽抗体(CCP) | 2×460T | 盒 | 38000.72 |
| 499 | 抗菌无磷清洗剂 | 500ml | 瓶 | 1404 |
| 500 | 抗链球菌溶血素O | 4×300T | 盒 | 8294.4 |
| 501 | 类风湿因子 | 4×350T | 盒 | 6531.84 |
| 502 | 酶校准品 | 4×3ml | 盒 | 2496 |
| 503 | 镁 | 4×360T | 盒 | 1161.22 |
| 504 | 免疫球蛋白IgA | 2×260T | 盒 | 3850.97 |
| 505 | 免疫球蛋白IgG | 2×260T | 盒 | 3850.97 |
| 506 | 免疫球蛋白IgM | 2×460T | 盒 | 6813.26 |
| 507 | 脑脊液与尿总蛋白 | 2000T | 盒 | 3131.08 |
| 508 | 尿素氮(BUN)/UIBC | 4×300T | 盒 | 1876.11 |
| 509 | 尿酸 | 4×420T | 盒 | 829.44 |
| 510 | 葡萄糖(GLU-HK)(己糖) | 4×420T | 盒 | 1147.39 |
| 511 | 前白蛋白 | 4×460T | 盒 | 5556.59 |
| 512 | 日立ISE参比电极液 | 500ml | 瓶 | 1250 |
| 513 | 日立ISE内部标准液 | 2L | 瓶 | 868 |
| 514 | 日立ISE稀释液 | 3L | 瓶 | 956 |
| 515 | 日立ISE用清洗剂(N) | 5*100ml | 盒 | 718 |
| 516 | 日立标准杯 | 500个/包 | 包 | 130 |
| 517 | 日立血样校准品 | 5*3ml | 盒 | 956.2 |
| 518 | 乳酸脱氢酶 | 4×60ml/4×21ml (4×520T) | 盒 | 2096.64 |
| 519 | 视黄醇结合蛋白 | 2×400T | 盒 | 6314.66 |
| 520 | 视黄醇结合蛋白 | 2×200T | 盒 | 3157.34 |
| 521 | 酸性清洗液 | 500ml | 瓶 | 1365 |
| 522 | 铁 | 4×420T | 盒 | 1230.34 |
| 523 | 同型半胱氨酸检测试剂盒 | 4*350T | 盒 | 31733.33 |

| | | | | |
|-----|--------------------------------|---------------------------|---|---------|
| 524 | 无机磷 | 4×420T | 盒 | 1354.75 |
| 525 | 腺苷脱氨酶 | 4×420T | 盒 | 6003.2 |
| 526 | 血细胞分析用稀释液 | 20L | 盒 | 266 |
| 527 | 载蛋白A-I检测试剂盒 | 4*360 | 盒 | 3196.8 |
| 528 | 载蛋白B检测试剂盒 | 4*360 | 盒 | 3196.8 |
| 529 | 载脂蛋白A-I | 4×420T | 盒 | 3718.4 |
| 530 | 载脂蛋白B | 4×420T | 盒 | 3718.4 |
| 531 | 脂蛋白(a) | 4×350T | 盒 | 11278.4 |
| 532 | 直接胆红素(矾酸法) | 4×60ml/4×21ml (4×520T) | 盒 | 1314.56 |
| 533 | 总胆固醇 | 4×420T | 盒 | 829.44 |
| 534 | 总胆红素(矾酸法) | 4×50ml/4×27ml (4×520T) | 盒 | 1314.56 |
| 535 | 总胆汁酸检测试剂盒TDA | 4×460T | 盒 | 6771.2 |
| 536 | 总蛋白 | 4*550T | 盒 | 352 |
| 537 | 总蛋白 | 4*300T | 盒 | 192 |
| 538 | 染色体培养基 | 1瓶/瓶 | 瓶 | 13 |
| 539 | BIO羊水培养基 | 100ml | 瓶 | 600 |
| 540 | 毛细管血红质控 | 1ml | 瓶 | 1700 |
| 541 | 血红蛋白测定试剂盒 | 720T | 合 | 12960 |
| 542 | G6PD | 480T | 盒 | 2160 |
| 543 | 艾蒿过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 | 96人份/盒 | 盒 | 1728 |
| 544 | 大豆过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 | 96人份/盒 | 盒 | 1728 |
| 545 | 粉尘螨过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 | 96人份/盒 | 盒 | 1728 |
| 546 | 狗上皮过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 | 96人份/盒 | 盒 | 1728 |
| 547 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂 | 24T(食物7项) | 合 | 2400 |
| 548 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂 | 24T(吸入7项) | 合 | 2400 |
| 549 | 花生过敏原特异性IgE抗体检测试剂 | 96T | 合 | 1728 |
| 550 | 鸡蛋过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 (酶联免疫捕获) | 96人份/盒 | 盒 | 1728 |
| 551 | 交链孢霉过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 | 96人份/盒 | 盒 | 1728 |
| 552 | 猫上皮过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 | 96人份/盒 | 盒 | 1728 |
| 553 | 牛奶过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 (酶联免疫捕获) | 96人份/盒 | 盒 | 1728 |
| 554 | 牛肉过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 | 96人份/盒 | 盒 | 1728 |
| 555 | 食物特异性IgG抗体检测盒 | 3*96T(14项) | 合 | 4200 |
| 556 | 屋尘过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 | 96人份/盒 | 盒 | 1728 |
| 557 | 屋尘螨过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 | 96人份/盒 | 盒 | 1728 |
| 558 | 屋尘螨特异性IgE抗体检测试剂 | 96T | 合 | 1920 |
| 559 | 虾过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 (酶联免疫捕获法) | 96人份/盒 | 盒 | 1728 |
| 560 | 蟹过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 (酶联免疫捕获法) | 96人份/盒 | 盒 | 1728 |
| 561 | 羊肉过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 | 96人份/盒 | 盒 | 1728 |
| 562 | 蟑螂过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 | 96人份/盒 | 盒 | 1728 |
| 563 | 总IgE检测试剂 | 96T | 合 | 1800 |
| 564 | 冻存管 | 0.5ml | 支 | 0.85 |
| 565 | 冻存盒 | IRBOX-Z1100 | 个 | 17 |
| 566 | 血小板抗体检测试剂盒(固相凝集法) | 96T | 盒 | 10560 |
| 567 | 样品杯 | 12*37 500个/包 | 个 | 0.3 |
| 568 | 1号反应杯 | 1000支 | 包 | 200 |
| 569 | B族链球菌快速鉴定试剂(层析法) | 20人份/盒 | 盒 | 864 |
| 570 | EB病毒(材料) | 96T | 盒 | 660 |
| 571 | EB病毒壳抗原(EBNA1)IgG抗体检测试剂合 | 96T | 合 | 660 |

| | | | | |
|-----|------------------------------|------------|---|-------|
| 572 | EB病毒壳抗原 (VCA) IgG抗体检测试剂合 | 96T | 合 | 660 |
| 573 | EB病毒壳抗原 (VCA) IgM抗体检测试剂合 | 96T | 合 | 660 |
| 574 | 丙型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 2300 |
| 575 | 磁微粒发光乙肝e抗体 | 100T | 合 | 900 |
| 576 | 磁微粒发光乙肝表面抗体 | 100T | 合 | 900 |
| 577 | 磁微粒发光乙肝表面抗原 | 100T | 合 | 900 |
| 578 | 磁微粒发光乙肝核心抗体 | 100T | 合 | 900 |
| 579 | 磁微粒发光乙型肝炎e抗原检测试剂合 | 100T | 合 | 900 |
| 580 | 单纯疱疹病毒1型IgG(磁微粒化学发光法) | 100T | 合 | 1900 |
| 581 | 单纯疱疹病毒1型IgM(磁微粒化学发光法) | 100T | 盒 | 1900 |
| 582 | 单纯疱疹病毒2型IgG(磁微粒化学发光法) | 100T | 合 | 1900 |
| 583 | 单纯疱疹病毒2型IgM(磁微粒化学发光法) | 100T | 合 | 1900 |
| 584 | 发光底物液 | 110ml*4瓶 | 合 | 800 |
| 585 | 风疹病毒IgG抗体RV-IgG(磁微粒化学发光法) | 100T | 合 | 1900 |
| 586 | 风疹病毒IgM抗体RV-IgM(磁微粒化学发光法) | 100T | 合 | 1900 |
| 587 | 弓形虫IgG抗体TOX-IgG(磁微粒化学发光法) | 100T | 合 | 1900 |
| 588 | 弓形虫IgM抗体TOX-IgM(磁微粒化学发光法) | 100T | 合 | 1900 |
| 589 | 九项呼吸道感染病原体IgM抗体检测试剂合 | | 合 | 1550 |
| 590 | 巨细胞病毒IgG抗体(磁微粒化学发光法) | 100T | 合 | 1900 |
| 591 | 巨细胞病毒IgM抗体(磁微粒化学发光法) | 100T | 合 | 1900 |
| 592 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 1900 |
| 593 | 清洗剂 | 5公斤 | 桶 | 1200 |
| 594 | 清洗液 | 500ml*4 | 盒 | 800 |
| 595 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 2300 |
| 596 | 特殊洗液 | 10ml*12瓶 | 合 | 1200 |
| 597 | 血清淀粉样蛋白A(SAA)定量试剂合 | 20T | 合 | 400 |
| 598 | 血清淀粉样蛋白A测试剂(免疫荧光层析法) | 20人份/盒 | 盒 | 390 |
| 599 | 样本杯 | | 个 | 0.2 |
| 600 | 样品杯 | 500个/袋 | 个 | 0.2 |
| 601 | 样品稀释液 | 250ml*4瓶 | 合 | 400 |
| 602 | 梅毒快速血浆反应素诊断试剂 (三病财政拨款) | 120人份/盒 | 盒 | 132 |
| 603 | M-53D稀释液 | 20L/箱 | 箱 | 400 |
| 604 | M-53LEO(I)溶血剂 | 1L*4瓶/箱 | 箱 | 2400 |
| 605 | M-53LEO(II)溶血剂 | 200ml*4瓶/箱 | 箱 | 2600 |
| 606 | M-53LH溶血剂 | 500ml*4瓶/箱 | 箱 | 3000 |
| 607 | M-53医用清洗液 | 1L*4瓶/箱 | 箱 | 840 |
| 608 | 降钙素原定量试剂 | 25T*4 | 合 | 2000 |
| 609 | 采血卡 | 100人份 | 袋 | 50 |
| 610 | 葡萄糖-6磷酸脱氢酶测定试剂盒(荧光法) | 960T | 盒 | 4320 |
| 611 | 荧光试剂PKU | 960T | 盒 | 5760 |
| 612 | 荧光试剂TSH | 960人份 | 盒 | 9600 |
| 613 | 5'核苷酸酶检测试剂盒 | 120ml | 盒 | 712.5 |
| 614 | Access免疫分析系统专用试剂- 清洗缓冲液II | 4*1950ml | 箱 | 588 |
| 615 | AFP甲胎蛋白 | 300T/盒 | 盒 | 7056 |
| 616 | APTT活化部分凝血酶试剂 | 10*10ml | 合 | 3400 |
| 617 | AU生化清洗液 | 2000ml | 瓶 | 520 |
| 618 | B2微球蛋白 | 200ml | 合 | 5016 |
| 619 | B-HCG人绒毛膜促性腺激素-B亚基诊断试剂 | 100T | 盒 | 1900 |
| 620 | B-地中海贫血基因检测试剂盒 | 25T | 盒 | 1625 |
| 621 | CA 125卵巢癌抗原 | 100T/盒 | 盒 | 3300 |
| 622 | CA 125卵巢癌抗原标准品 | 2套/盒 | 盒 | 1764 |
| 623 | CA153乳房癌抗原 | 100T | 盒 | 3135 |

| | | | | |
|-----|------------------------------|--------------------------|---|---------|
| 624 | CEA癌胚抗原 | 100T/盒 | 盒 | 2231 |
| 625 | CEA癌胚抗原标准品 | 2套/盒 (1ml*4) | 盒 | 4331.52 |
| 626 | C-反应蛋白 | 100ml | 盒 | 1003.2 |
| 627 | DFL稀释液 | 1.5L*2/盒 | 盒 | 1000 |
| 628 | DXI反应杯 | 1000*10袋 | 箱 | 10260 |
| 629 | D二聚体测定试剂盒 | 480T | 合 | 14112 |
| 630 | D二聚体质控试剂盒 | (5*1ml)*2 | 合 | 3321 |
| 631 | E2雌二醇标准品 | 2套/盒 (1ml*12) | 盒 | 1254.4 |
| 632 | E2雌二醇诊断试剂 | 100T | 盒 | 1508.22 |
| 633 | EB病毒核酸定量检测试剂盒 (PCR-荧光探针法) | 48人份/盒 | 盒 | 1140 |
| 634 | FDP纤维蛋白原降解产物测定试剂2 | 2*5ML2*5ML | 合 | 2332 |
| 635 | FIB纤维蛋白原测定试剂 | 10*5ml | 盒 | 3610 |
| 636 | FOB隐血金标卡 | | 个 | 5.1 |
| 637 | FSH促卵泡激素 | 100T | 盒 | 1508.22 |
| 638 | FT3游离三碘甲状腺原氨酸标准品 | 2套 | 盒 | 1254.4 |
| 639 | FT3游离三碘甲状腺原氨酸诊断试剂 | 100T | 盒 | 1675.8 |
| 640 | FT4游离甲状腺素标准品 | 2套 | 盒 | 1254.4 |
| 641 | FT4游离甲状腺素诊断试剂盒 | 100T | 盒 | 1407.9 |
| 642 | H12-800MA试纸 (11项) | 100条 | 筒 | 190 |
| 643 | H12-800MA试纸 (12项) | 100条 | 筒 | 190 |
| 644 | Lab-Aid核酸分离试剂盒 | 60T/盒 | 盒 | 600 |
| 645 | LH II促黄体生成激素诊断试剂 | 100T | 盒 | 1508.22 |
| 646 | LH700分类试剂包 | 1900+500ml | 箱 | 2988 |
| 647 | LH700稀释液 | 20L | 箱 | 524.4 |
| 648 | LH促黄体生成激素II标准品 | 2套/盒 (1ml*12) | 盒 | 1254.4 |
| 649 | -L-岩藻糖苷酶检测试剂盒 (速率法) AFU | 100ml | 盒 | 2106.72 |
| 650 | PRL泌乳刺激素诊断试剂 | 100T | 盒 | 1508.22 |
| 651 | PROG黄体酮 (孕酮) 诊断试剂 | 100T | 盒 | 1700 |
| 652 | PT凝血酶原时间测试试剂 | 10*10ml | 合 | 2470 |
| 653 | S2血气检测试剂包 | 1950ml | 合 | 8369.5 |
| 654 | t3总三碘甲状腺原氨酸诊断试剂盒 | 100T | 盒 | 1407.9 |
| 655 | T4总甲状腺素诊断试剂 | 100T | 盒 | 1407.9 |
| 656 | TBE | | 瓶 | 100 |
| 657 | TES睾酮标准品 | 2套/盒 (1ml*12) | 盒 | 1254.4 |
| 658 | TES睾酮诊断试剂 | 100T | 盒 | 1675.8 |
| 659 | TES睾酮诊断试剂 | 100T | 盒 | 1764 |
| 660 | TES睾酮诊断试剂 | 100T | 盒 | 1764 |
| 661 | TT凝血酶时间测定试剂盒 | 5ml*10 | 盒 | 1045 |
| 662 | TT凝血酶时间测定试剂盒 | 5ml*10 | 盒 | 1100 |
| 663 | WDF白细胞分类染色液 | 42ml*2/盒 | 盒 | 8550 |
| 664 | WDF白细胞分类溶血剂 | 4L*2/箱 | 箱 | 3900 |
| 665 | WNR白细胞计数染色液 | 82ml*2/盒 | 盒 | 8800 |
| 666 | WNR白细胞计数溶血剂 | 4L*2/箱 | 箱 | 3250 |
| 667 | XN系列稀释液 | 20L/桶 | 桶 | 280 |
| 668 | XN学红蛋白检测试剂 | 1.5L*2/盒 | 盒 | 2275 |
| 669 | α-地中海贫血基因检测试剂盒 (gap-PCR法) | 25人份/盒 | 盒 | 1425 |
| 670 | α-淀粉酶检测试剂盒(速率法) AMY | 150ml | 盒 | 1254 |
| 671 | β2-微球蛋白检测试剂盒 (胶乳增强免疫比浊法) | R1: 48ml*2 R2: 12ml*2 | 盒 | 3009.6 |
| 672 | β-地中海贫血基因检测试剂盒 (发向电杂交法) | 25人份/和 | 盒 | 1543.75 |
| 673 | 癌抗原125定量检测试剂盒 | 2*50T | 盒 | 3135 |

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|---------------------------|---|---------|
| 674 | 氨基糖苷类药物致聋易感基因检测试剂盒 (ARMS PCR) | 25人份/盒 | 盒 | 2750 |
| 675 | 白蛋白 | 210ml | 盒 | 52.67 |
| 676 | 补体C3 | 60ml | 盒 | 501.6 |
| 677 | 补体C4 | 60ml | 盒 | 501.6 |
| 678 | 产前筛查企业质控品 | 1ml*3 | 套 | 300 |
| 679 | 超敏促甲状腺激素 | 2*50T | 合 | 1407.9 |
| 680 | 超敏甲状腺激素校准品 | 6*4ml | 合 | 1254.4 |
| 681 | 超敏胰岛素 | 2*50T | 合 | 1911 |
| 682 | 超敏胰岛素校准品 | 6*2mm1 | 合 | 1675.8 |
| 683 | 冲洗液 | 2*1850ml | 合 | 5200.3 |
| 684 | 雌激黄醇结合蛋白 | 160ml | 盒 | 5450.72 |
| 685 | 胆碱酯酶检测试剂盒CHE | 150ml | 盒 | 600 |
| 686 | 低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C) | 4*60/4*20ml | 盒 | 1738.88 |
| 687 | 电解质标准液 (低值) | 4*100ml | 瓶 | 450 |
| 688 | 电解质标准液 (高值) | 4*100ml | 瓶 | 475 |
| 689 | 电解质参比液 | 1000ml | 瓶 | 750 |
| 690 | 电解质缓冲液 | 2000ml | 瓶 | 1100 |
| 691 | 电解质内标液 | 2000ml | 瓶 | 1000 |
| 692 | 电解质选择性检查液 | 2*25ml | 盒 | 1300 |
| 693 | 二氧化碳 | 200ml | 盒 | 900 |
| 694 | 反应杯 | 1000只/袋 | 袋 | 500 |
| 695 | 反应杯 | 16*98 | 箱 | 1852.5 |
| 696 | 非缺失型 α -地中海贫血基因突变检测试剂盒 (PCR) | 25人份/盒 | 盒 | 1543.75 |
| 697 | 粪便采集瓶 | 50个/盒 | 个 | 4.59 |
| 698 | 粪便仪清洗液 | 1600人份/瓶 | 瓶 | 800 |
| 699 | 钙 | 210ml | 盒 | 62.7 |
| 700 | 甘胆酸检测试剂盒 | 120ml | 盒 | 2940 |
| 701 | 甘油三酯检测试剂盒 (氧化酶法) TG | 200ml | 盒 | 418 |
| 702 | 高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C) | 4*60ml/4*20m | 盒 | 1003.2 |
| 703 | 谷氨酰基转移酶检测试剂盒 (速率法) GGT | 150ml | 盒 | 213.18 |
| 704 | 谷氨酰转氨酶 | 4×60ml/4×21ml (4×520T) | 盒 | 1763.84 |
| 705 | 谷丙转氨酶 | 4×50ml/4×27ml (4×420T) | 盒 | 819.84 |
| 706 | 谷丙转氨酶 (ALT) | 65*2/70*1ml | 盒 | 142.12 |
| 707 | 谷草转氨酶 | 4×50ml/4×27ml (4×420T) | 盒 | 819.84 |
| 708 | 谷草转氨酶 (AST) | 65*2/70*1ml | 盒 | 142.12 |
| 709 | 胱氨酸蛋白酶抑制剂C | 120ml | 合 | 6821.76 |
| 710 | 恒温槽添加剂 | 500ml | 瓶 | 1036 |
| 711 | 缓冲液 | 15ml*10 | 盒 | 280 |
| 712 | 回避用洗液 | | 瓶 | 925 |
| 713 | 肌酐检测试剂盒 (酶法) | R1: 45ml*2 R2: 15ml*2 | 盒 | 902.4 |
| 714 | 肌酐检测试剂盒 (酶法) CR | 160ml | 盒 | 1203.84 |
| 715 | 肌红蛋白MYO | 100T | 盒 | 2450 |
| 716 | 肌红蛋白标准品MYO | △5ml | 盒 | 1211.2 |
| 717 | 肌酸激酶检测试剂盒 (速率法) CK | 150ml | 盒 | 526.68 |
| 718 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒 (免疫抑制法) CKMB | 150ml | 盒 | 1755.6 |
| 719 | 基质液 | 4*130ml | 盒 | 4851 |
| 720 | 甲胎蛋白测定试剂盒 (化学发光法) | 6*50T/盒 | 盒 | 7200 |

| | | | | |
|-----|------------------------------|------------------------|---|---------|
| 721 | 碱性磷酸酶 (ALP) | 4*60/4*15ml | 盒 | 165 |
| 722 | 碱性磷酸酶检测试剂盒 (速率法) ALP | 150ml | 盒 | 156.75 |
| 723 | 碱性液 | 500ML | 盒 | 712.5 |
| 724 | 进口琼脂糖 | 100g/瓶 | 瓶 | 680 |
| 725 | 浸油 | 150*2 | 盒 | 4250 |
| 726 | 抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂盒 | 160ml | 盒 | 18750 |
| 727 | 抗链球菌溶血素O (ASO) | 100ml | 盒 | 2090 |
| 728 | 类风湿因子 (RF因子) | 100ml | 盒 | 1254 |
| 729 | 离心管 | 0.2ml | 只 | 0.05 |
| 730 | 离心管 (进口灭菌) | 15ml | 支 | 0.45 |
| 731 | 磷离子 (无机磷) | 200ml | 盒 | 83.6 |
| 732 | 氯化钙溶液 | 15ml*10 | 盒 | 460.7 |
| 733 | 镁 (血清) | 210ml | 盒 | 175.56 |
| 734 | 免疫蛋白质控2 | 10*5ml | 合 | 5200 |
| 735 | 免疫球蛋白IgA | 60ml | 盒 | 501.6 |
| 736 | 免疫球蛋白IgG | 60ml | 盒 | 501.6 |
| 737 | 免疫球蛋白IgM | 60ml | 盒 | 501.6 |
| 738 | 尿素检测试剂盒 (速率法) UREA | 150ml | 盒 | 150.48 |
| 739 | 尿酸检测试剂盒 (尿酸酶法) UA | 200ml | 盒 | 183.92 |
| 740 | 凝血质控1 | 1ml*10 | 盒 | 719.55 |
| 741 | 葡萄糖检测试剂盒 (己糖激酶法) GLU | 200ml | 盒 | 217.36 |
| 742 | 前白蛋白检测试剂盒 (免疫比浊法) PA | 160ml | 盒 | 1194.55 |
| 743 | 鞘液 | 15L | 桶 | 5890 |
| 744 | 清洁液 | 50ml | 盒 | 380 |
| 745 | 清洗缓冲液 | 10L | 盒 | 1280 |
| 746 | 清洗缓冲液 | 4*1950ml | 箱 | 588 |
| 747 | 清洗液 | 450ml | 瓶 | 616.67 |
| 748 | 清洗液 | 5L | 箱 | 950.6 |
| 749 | 全自动血液分析仪用清洗液 | 4ml*20 | 盒 | 1700 |
| 750 | 人巨细胞病毒核酸定量检测试剂盒 (PCR-荧光探针法) | 48人份/盒 | 盒 | 1140 |
| 751 | 人妊娠相关血浆蛋白A定量测定试剂盒 (时间) | 96T/盒 | 盒 | 2553.6 |
| 752 | 人绒毛膜促性腺激素游离β亚基定量测定试剂盒 (时间) | 96T/盒 | 盒 | 1641.6 |
| 753 | 人乳头瘤病毒基因分型 (23型) 检测试剂盒 (PCR) | 25人份/盒 | 盒 | 2250 |
| 754 | 溶血素 | 1L | 瓶 | 1356 |
| 755 | 乳酸脱氢酶 | 4×60ml/4×21ml (4×520T) | 盒 | 2096.64 |
| 756 | 乳酸脱氢酶检测试剂盒 (速率法) LDH | 200ml | 盒 | 242.44 |
| 757 | 瑞氏姬姆萨染液之A液 | 5L | 盒 | 1029 |
| 758 | 生化模块定标液 | 1950ml | 合 | 10266.6 |
| 759 | 视黄醇结合蛋白 | 2×400T | 盒 | 6314.66 |
| 760 | 视黄醇结合蛋白检测试剂盒 (胶乳增强免疫比浊法) | 45ml*2; 15ml*2 | 盒 | 4088.4 |
| 761 | 糖类CA199标准品 | 1对 | 盒 | 1764 |
| 762 | 糖类抗原125检测试剂盒 (化学发光法) | 2*50T | 盒 | 3135 |
| 763 | 糖类抗原CA199 | 100T | 盒 | 3135 |
| 764 | 铁离子 | 200ml | 盒 | 334.4 |
| 765 | 同型半胱氨酸检测试剂盒 | 45ml | 合 | 4500 |
| 766 | 网织红试剂包 | 1900+380ml | 箱 | 3000 |
| 767 | 未结合雌三醇 | 2*50T | 合 | 2450 |
| 768 | 未结合雌三醇测定试剂盒 (化学发光法) | 2*50T/盒 | 盒 | 2327.5 |

| | | | | |
|-----|---------------------|---------------|---|---------|
| 769 | 未结合雌三醇校准品 | 7*2.5ml | 合 | 2646 |
| 770 | 纤维蛋白原降解产物稀释液 | 40ml*2 | 合 | 392 |
| 771 | 纤维蛋白原降解产物物质控品FDP | 3*0.5/3*0.5ml | 合 | 780 |
| 772 | 腺苷脱氢酶检测试剂盒 | 120ml | 盒 | 1140 |
| 773 | 校准品（标准人类血浆-德国西门子） | 1ml/瓶 | 瓶 | 81 |
| 774 | 心脏特异肌钙蛋白cTnI2G | 100T | 盒 | 2450 |
| 775 | 心脏特异肌钙蛋白标准品 | 2/套 | 盒 | 1211.2 |
| 776 | 血清质控物 | 6*5ml | 合 | 5120 |
| 777 | 血细胞分析用染色液 | 42ml*2 | 盒 | 8293.5 |
| 778 | 血细胞分析用染色液 | 4L*2 | 盒 | 3250 |
| 779 | 血细胞分析用染色液 | 82ml*2 | 盒 | 8536 |
| 780 | 血细胞分析用溶血剂 | 1.5L*2 | 盒 | 2161.25 |
| 781 | 血细胞分析用溶血剂 | 4L*2 | 盒 | 3705 |
| 782 | 血细胞分析用溶血剂 | 4L*2 | 盒 | 3152.5 |
| 783 | 血细胞分析用稀释液 | 20L | 盒 | 266 |
| 784 | 血液分析仪用校准品XN CAL | 3.0ml/瓶（支） | 支 | 2600 |
| 785 | 样本稀释液 | 1000人份 | 桶 | 2465 |
| 786 | 样品杯 | 500个/袋 | 个 | 0.15 |
| 787 | 隐血试纸 | △中号 | 筒 | 2.4 |
| 788 | 载玻片 | 100T/盒 30盒/箱 | 盒 | 100 |
| 789 | 载脂蛋白A1检测试剂盒（免疫比浊法） | 160ml | 盒 | 1152 |
| 790 | 载脂蛋白B检测试剂盒（免疫比浊法） | 160ml | 盒 | 1152 |
| 791 | 脂蛋白(a)检测试剂盒 | 150ml | 盒 | 4312.5 |
| 792 | 直接胆红素（DBIL） | 150ml | 盒 | 137.94 |
| 793 | 质控品 | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 850 |
| 794 | 自动清洗液 | 4.0ml*20瓶/盒 | 盒 | 1700 |
| 795 | 总β亚单位人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒 | 2*50T/盒 | 盒 | 1805 |
| 796 | 总β亚单位人绒毛膜促性腺激素校准品 | 6*4ml/盒 | 盒 | 1254.4 |
| 797 | 总胆固醇检测试剂盒（氧化酶法）CHOL | 200ml | 盒 | 200.64 |
| 798 | 总胆红素（TBIL） | 150ml | 盒 | 137.94 |
| 799 | 总胆汁酸（TBA） | 2*60/2*20ml | 盒 | 1337.6 |
| 800 | 总蛋白 | 210ml | 盒 | 52.67 |
| 801 | 总蛋白（TP） | 5*40ml | 盒 | 55.44 |
| 802 | AB标准血清（材料） | 10X2mL | 盒 | 80 |
| 803 | TP（梅毒螺旋体抗体） | △4.5号 | 盒 | 75 |
| 804 | 艾滋 | 96T | 盒 | 335 |
| 805 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂（HCV） | 96T | 盒 | 270 |
| 806 | 梅毒 | | 盒 | 75 |
| 807 | 梅毒螺旋抗体酶联免疫诊断试剂盒（酶联免 | 96T | 盒 | 190 |
| 808 | 乙肝e抗体 | 96T | 盒 | 58 |
| 809 | 乙肝e抗原 | 96T | 盒 | 58 |
| 810 | 乙肝表面抗体 | 96T | 盒 | 58 |
| 811 | 乙肝表面抗原 | 96T | 盒 | 58 |
| 812 | 乙肝核心抗体 | 96T | 盒 | 58 |
| 813 | 复检卡（ABO/Rh血型） | 30g/瓶 | 张 | 50 |
| 814 | 酶标板 | | 块 | 10 |
| 815 | 0.2M 2-巯基乙醇 | 10ml | 支 | 80 |
| 816 | 1200v1大吸嘴 | 480支*2袋/盒 | 盒 | 120 |
| 817 | AFP甲胎蛋白（一步法） | 96T | 盒 | 150 |
| 818 | A-F沙门氏菌属诊断血清 | 1ml/瓶 | 瓶 | 90 |
| 819 | G6PD | 345T | 盒 | 1382 |
| 820 | HCG(人绒毛膜促性腺激素)诊断试剂 | 25T | 盒 | 28.5 |
| 821 | MQ-6000过滤片 | 6片/包 | 盒 | 1800 |
| 822 | PH试纸 | PH1—14 | 本 | 2.5 |

| | | | | |
|-----|------------------------|---------------|---|-------|
| 823 | RH血型（材料） | 500ml | 支 | 185 |
| 824 | SS平板 | 7cm | 块 | 3.2 |
| 825 | TEST TUBE-W检测管 | △1 | 支 | 3.5 |
| 826 | TPPA（梅毒螺旋诊断试剂） | 96T | 盒 | 700 |
| 827 | 癌胚抗原（CEA） | 96T | 盒 | 260 |
| 828 | 艾滋病检测卡 | 40T | 份 | 11 |
| 829 | 巴氏染液（EA-50） | 1000ml | 瓶 | 437 |
| 830 | 丙肝全血板块 | 40T | 份 | 5 |
| 831 | 丙型肝炎病毒核心抗原检测试剂盒 | 96T | 份 | 24 |
| 832 | 玻片合 | 100片 | 只 | 21 |
| 833 | 不规则抗体检测试剂 | 5ml/支*3 | 套 | 250 |
| 834 | 擦镜纸 | 10*15*100s | 本 | 4 |
| 835 | 肠道病毒71型IgM抗体检测试剂盒 | 10T/合 | 合 | 190 |
| 836 | 肠杆菌IDS-96 | 10T | 盒 | 433 |
| 837 | 登革热病毒抗原检测试剂盒 | 96T. 12孔 | 合 | 2309 |
| 838 | 电极内冲液 | 1ml | 支 | 9 |
| 839 | 调理液 | △1 | 支 | 8 |
| 840 | 定量采血针管（材料） | 40UI | 筒 | 45 |
| 841 | 非发酵菌IDS-96 | 10T | 盒 | 433 |
| 842 | 肺炎衣原体IGG | 96人份 | 盒 | 2350 |
| 843 | 肺炎衣原体IGM | 96人份 | 盒 | 2350 |
| 844 | 肺炎支原体 | 25T | 盒 | 728 |
| 845 | 肺炎支原体6小时快速培养及药敏试剂合 | 1ml | 支 | 23 |
| 846 | 肺炎支原体IgG | 96T | 合 | 2350 |
| 847 | 肺炎支原体IgM | 96T | 合 | 2350 |
| 848 | 封片胶 | 100ml | 瓶 | 304 |
| 849 | 复方中和剂 | 10ml | 支 | 3.9 |
| 850 | 盖玻片 | 18*18 200片 | 盒 | 25 |
| 851 | 哥伦比亚血琼脂培养基 | 9cm | 块 | 3.5 |
| 852 | 姬姆萨染液 | 100ml/4*250ml | 盒 | 380 |
| 853 | 甲型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒 | 96T | 盒 | 330 |
| 854 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒 | 96T | 盒 | 330 |
| 855 | 接种棒 | | 支 | 7 |
| 856 | 接种环 | 5VL | 支 | 55 |
| 857 | 结核菌染液（抗酸染液） | 4*250ml | 盒 | 380 |
| 858 | 结核抗体 | 20T | 盒 | 276 |
| 859 | 抗精子抗体 | 96T | 盒 | 204 |
| 860 | 抗精子抗体检测试剂盒IgG（酶联免疫法） | 48T | 盒 | 372.5 |
| 861 | 抗卵巢抗体检测试剂盒IgG（酶联免疫法） | 48T | 盒 | 384 |
| 862 | 抗凝管 | △1000只 | 包 | 100 |
| 863 | 抗人球蛋白检测卡 | | 张 | 50 |
| 864 | 抗人球蛋白检测卡 | 6孔/卡*12 | 张 | 33.8 |
| 865 | 抗心磷脂抗体IGG | 24T | 合 | 204 |
| 866 | 抗心磷脂抗体检测试剂盒IgG（酶联免疫法） | 48T | 盒 | 372.5 |
| 867 | 抗子宫内膜抗体1g | 24T | 盒 | 170 |
| 868 | 抗子宫内膜抗体检测试剂盒IgG（酶联免疫法） | 48T | 盒 | 372.5 |
| 869 | 柯萨奇B组病毒IgG抗体检测试剂盒 | 96T | 盒 | 1824 |
| 870 | 柯萨奇B组病毒IgM抗体检测试剂盒 | 96T | 合 | 1824 |
| 871 | 柯萨奇病毒A16型IgM抗体检测试剂盒 | 10T/合 | 合 | 190 |
| 872 | 快速革兰氏染色液 | 4*250ml | 盒 | 300 |
| 873 | 冷冻管（刻度） | 1.8ml | 支 | 0.4 |
| 874 | 链球菌IDS-96 | 10T | 盒 | 433 |
| 875 | 两对半检测卡 | 25T | 份 | 9 |
| 876 | 淋球菌培养 | 7cm | 块 | 5.8 |

| | | | | |
|-----|---------------------|------------------|---|-------|
| 877 | 流感病毒抗原A+B试剂 | T | 份 | 44 |
| 878 | 轮状病毒 | 50T/合 | 份 | 22 |
| 879 | 轮状病毒+腺病毒抗原试剂合 | 25T | 份 | 21 |
| 880 | 麦康凯平板 | 7cm | 块 | 3.2 |
| 881 | 梅毒试纸条 | 100T | 份 | 1.9 |
| 882 | 念珠菌显色平板 | 7cm | 块 | 10 |
| 883 | 尿沉渣刻度管 | 12ml | 支 | 0.6 |
| 884 | 尿十项试剂带 | 100条/筒 | 筒 | 150 |
| 885 | 尿液质控品(冻干) | 6*10ml | 盒 | 150 |
| 886 | 凝聚胺试剂 | 150T | 盒 | 291 |
| 887 | 葡萄球菌IDS-96 | 10T | 盒 | 433 |
| 888 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂合 | 10ml*3 | 套 | 150 |
| 889 | 瑞吉染色液 | 4*250ml | 盒 | 300 |
| 890 | 瑞氏-姬姆萨B液 | 4*250ml | 盒 | 145 |
| 891 | 沙保罗氏平板 | 7cm | 块 | 3.2 |
| 892 | 沙门氏菌属诊断血清 | 1ml*60瓶 | 盒 | 3600 |
| 893 | 沙门氏菌属诊断血清30种 | 1ml*30瓶 | 盒 | 1800 |
| 894 | 沙眼衣原体核酸检测试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 304 |
| 895 | 嗜血巧克力琼脂选择培养基 | 7cm | 块 | 4.5 |
| 896 | 塑料吸管(江苏) | 3ml | 支 | 0.1 |
| 897 | 糖化血红蛋白测定试剂盒(高效液相色谱) | 3000测试/盒 | 盒 | 57000 |
| 898 | 糖化血红蛋白层析柱套件(色谱法) | 1: 4; 61c*33mm/1 | 盒 | 12800 |
| 899 | 糖化血红蛋白溶血剂 | 2000ml*5 | 盒 | 4500 |
| 900 | 糖化血红蛋白校准品 | 1测试/盒 | 盒 | 190 |
| 901 | 微量采血管(材料) | 20UI | 筒 | 43 |
| 902 | 胃幽门螺旋杆菌抗体 | 40T | 份 | 11 |
| 903 | 戊型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒 | 96T | 盒 | 646 |
| 904 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒 | 96T | 盒 | 646 |
| 905 | 吸嘴 | 1000个/盒 | 盒 | 100 |
| 906 | 香柏油 | 25ml | 个 | 7.5 |
| 907 | 心肌蛋白三合一检测卡 | | 份 | 68 |
| 908 | 需氧型血培养瓶 | 40瓶/合 | 合 | 1710 |
| 909 | 血凝V型板 | 96孔 | 块 | 24 |
| 910 | 血培养瓶(儿童型) | 40T | 盒 | 1625 |
| 911 | 血平板 | 7cm | 块 | 3.2 |
| 912 | 氧化酶试纸片 | | 合 | 50 |
| 913 | 衣原体 | 20T | 盒 | 304 |
| 914 | 医用采血针(棱形.) | 2.8*0.65 | 支 | 0.06 |
| 915 | 医用采血针(棱形.) | 2.8*0.65 | 支 | 0.07 |
| 916 | 乙肝表面抗原试纸条(材料费) | 3.0mm | 份 | 1.7 |
| 917 | 乙肝两对半(材料) | △16# | 套 | 10 |
| 918 | 隐血试纸 | △中号 | 筒 | 2.3 |
| 919 | 营养琼脂培养基 | 6.5cm | 块 | 3.4 |
| 920 | 营养琼脂平板 | 9cm | 块 | 3.4 |
| 921 | 营养琼脂平板 | 7cm | 块 | 3.2 |
| 922 | 营养肉汤 | 9ml | 支 | 4.8 |
| 923 | 载玻片(磨砂)1.2 | 50片/合 | 盒 | 10 |
| 924 | 真菌IDS-96 | 10T | 盒 | 433 |
| 925 | 支原体+药敏试剂 | 20T | 盒 | 314 |
| 926 | EDTA-胰酶 0.25% | 100ml | 瓶 | 384 |
| 927 | GIBCO羊水培养基 | 100ml | 瓶 | 962 |
| 928 | 核酸提取试剂(DNA) | 50T | 盒 | 1620 |
| 929 | 细胞培养瓶 | | 个 | 8.8 |

| | | | | |
|-----|------------------------------------|--------------|---|-------|
| 930 | MTHFR(C677T)基因检测试剂盒 (PCR-芯片杂交法) | 12人份/盒 | 盒 | 3360 |
| 931 | 过氧化物酶(POX)染色液 | 20人份 | 盒 | 450 |
| 932 | 精浆弹性硬蛋白酶定量检测试剂盒 | 96人份 | 盒 | 2660 |
| 933 | 精浆锌定量检测试剂盒 | 20人份 | 盒 | 520 |
| 934 | 精浆中性 α -葡糖苷酶定量检测试剂盒 | 20人份 | 盒 | 1100 |
| 935 | 精子顶体酶活性定量检测试剂盒 | 20人份 | 盒 | 1050 |
| 936 | 精子核DNA完整性检测试剂盒 | 20测试 | 盒 | 1800 |
| 937 | 精子膜表面抗体IgG检测试剂盒 | 20人份 | 盒 | 550 |
| 938 | 精子染色液 | 3.5ml | 盒 | 219 |
| 939 | PCR管 | 0.2ml 500支/包 | 包 | 205.2 |
| 940 | 肺支/肺衣核酸试剂盒 | | 盒 | 2880 |
| 941 | 核酸提取试剂盒(磁珠法) | 50T | 盒 | 500 |
| 942 | 七项病原体核酸检测试剂盒 | | 盒 | 7560 |
| 943 | 三项病毒核酸试剂盒 | | 盒 | 3240 |